

## Greppförstoring



Cellgummislang är vibrationsdämpande och används som greppförstoring på pennor, handtag, verktyg och dylikt. Levereras i tvåmeters längder.

Cellgummi finns även som tejp för polstring. Levereras i 10 m rulle.



Vid rengöring torka av med fuktig trasa alternativt med tvättsprit.

Vid destruktion ska cellgummislangen förbrännas på godkänd sopförbränningsstation  
Emballage är återvinningsbart. Sorteras som mjukplast.

Materialspecifikation räknat på cellgummislangens totala vikt inkl emballage:

99,5 % Vulkaniserat syntetiskt gummi

Emballage:

0,5 % PELD 04



Dokument ID: 990008-00