

Contur

Populär sitt- & rullstolsdyna med hög sittkomfort



EGENSKAPER

- Anatomiskt formgjuten **1**
- Enkel att rengöra **2**
- Sittgrop **3**
- Urtag för ben på undersidan **4**
- Bendelare **3**
- Vätsketätt ytskikt **4**

Contur är en unik sitt- och rullstolsdyna som är uppbyggd av en anatomisk formgjuten bas av polyuretanskum med viskoelastiskt skum i sittgropen. Genom sin form och design har den mycket goda tryckfördelande egenskaper, hög komfort och passar personer som sitter både längre och kortare tid.

Den anatomiska formen fördelar trycket mot larens undersida, ger en bra och stabil sittposition, god avlastning för sittbensknölar

samt minskad risk för skjuvkrafter. Med urtag för ryggrör, rundad bakkant och bendelare ger den även en bra stabilitet och passform i rullstolen.

Contur har ett vätsketätt ytskikt som inte släpper igenom vätskor samt är lätt att rengöra. Med dynan följer ett slitstarkt överdrag av grå polyesterplysch med hög friktion.

Samtliga Helabs dynor och överdrag innehåller inte några bromerade flamskyddsmedel eller latex.

FAKTA

Material i dyna: Polyuretanskum, viskoelastiskt skum, vulkaniserat gummi
Material i överdrag: Polyester/polyuretan
Höjd: 5 cm
Garanti: 3 år
Klassificering: AB Tryckfördelnde. ISO-kod 18 09 42
Brand: Uppfyller ISO 7176-16
Tillbehör: Utjämningsplatta

REKOMMENDERADE MAX BRUKARVIKTER I KG SAMT TILLGÄNGLIGA STORLEKAR

| Djup cm | Bredd cm | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 30 | 35 | 37 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 65 |
| 35 | 70 | 70 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | 70 | 100 | 110 | 125 | | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| 42 | | | | | 125 | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | 125 | | | | | | | | |
| 45 | | 70 | 100 | 110 | 125 | | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 47 | | | | | | | 125 | | | | | | | |
| 50 | | | 100 | 110 | 125 | | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 55 | | | | | | | | | | | 150 | | | |

Andra storlekar går att beställa. Kontakta Kundtjänst.



Godkänd av
Hjälpmiddels-
institutet som
bra hjälpmedel.

Helab Produktion AB
Box 158, 512 24 Svenljunga
Telefon 0771-106 600, Fax 0325-128 40
info@helab.se
www.helab.se

 **helab**
En del av Care of Sweden AB