

# Contur Barn

Sitt- & rullstolsdyna för barn



## EGENSKAPER

- Anatomiskt formgjuten
- Enkel att rengöra
- Sittgrop
- Urtag för ben på undersida
- Bendelare
- Vätsketätt ytskikt



Contur Barn är en bekväm och tryckfördelande sitt- och rullstolsdyna, uppbyggd av en anatomisk formgjuten bas av polyuretanskum med inlägg av viskoelastiskt skum från ovasidan. Den anatomiska formen fördelar trycket mot lårens undersida, ger god avlastning för sittbensknölar samt minskad risk för skjuvkrafter.

Den anatomiska och anpassade formen fördelar trycket mot lårens undersida, ger en bra sittposition, god avlastning för sittbensknölar och svanskota samt minskad risk för skjuvkrafter. Med urtag för ryggrör och rundad bakkant ger den även en bra passform i rullsto-

len. Komforten hos Contur Barn passar mindre personer som sitter både längre och kortare tid.

Contur Barn har ett vätsketätt ytskikt som inte släpper igenom vätskor samt är lätt att rengöra. Med dynan följer ett slitstarkt överdrag av grå polyesterplysch med hög friktion.

Samtliga Helabs dynor och överdrag innehåller inte några bromerade flamskyddsmedel eller latex.

## FAKTA

Material i dyna: Polyuretanskum, viskoelastiskt skum, vulkaniserat gummi

Material i överdrag: Polyester/polyuretan

Höjd: 4 cm

Garanti: 3 år

Klassificering: AB Tryckfördelande. ISO-kod 18 09 42

Brand: Uppfyller ISO 7176-16

Tillbehör: Utjämningsplatta

## REKOMMENDERADE MAX BRUKARVIKTER I KG SAMT TILLGÄNGLIGA STORLEKAR

Djup cm	Bredd cm					
	25	27	30	33	35	40
25	40	60				
30	40	60	60			
34			60			
35			60	60	60	
40					60	60

Andra storlekar går att beställa. Kontakta Kundtjänst.



Godkänd av  
Hjälpmedels-  
institutet som  
bra hjälpmedel.

Helab Produktion AB  
Box 158, 512 24 Svenljunga  
Telefon 0771-106 600, Fax 0325-128 40  
info@helab.se  
www.helab.se

 **helab**  
En del av Care of Sweden AB