

Hemi

Rullstolsdyna med specialdesign



EGENSKAPER

- Anatomiskt formgjuten
- Främre halvan av dynan sänkt på en eller två sidor
- Enkel att rengöra
- Sittgrup **1**
- Urtag för svanskota **2**
- Urtag för ben på undersida **3**
- Bendelare **4**
- Vätsketätt ytskikt **5**
- Sidostöd **6**

Hemi är en tryckfördelande speciellt utformad dyna med mönsterskyddad design¹⁾ och som passar för personer som har behov av att kunna sparka sig fram med rullstolen. Den är uppbyggd av en anatomisk formgjuten bas med inlägg av viskoelastiskt skum från ovsidan. För bättre rörlighet är dynan fasad i framkant och främre halvan nersänkt på en eller båda sidorna. Utrustad med sidostöd, bendelare och sittgrup ger dynan en stabil sits för personer som behöver extra stöd.

Den anatomiska och anpassade formen fördelar trycket mot lårens undersida, ger en bra sittposition, god avlastning för sittbensknölar och svanskota samt minskad risk för skjuvkrafter. Med urtag för

¹⁾ Mönsterskydd nr 79436.

ryggör och rundad bakkant ger den även en bra passform i rullstolen. Sittkomforten hos Hemi är hög och passar personer som sitter både längre och kortare tid.

Hemi har ett vätsketätt ytskikt som inte släpper igenom vätskor samt är lätt att rengöra. Med dynan följer ett slitstarkt överdrag av grå polyesterplysch med hög friktion.

Hemi går att få i tre varianter, nedsänkt på höger respektive vänster sida eller på båda sidor.

Samtliga Helabs dynor och överdrag innehåller inte några bromerade flamskyddsmedel eller latex.

FAKTA

Material i dyna: Polyuretanskum, viskoelastiskt skum, vulkaniserat gummi

Material i överdrag: Polyester/polyuretan

Höjd: 5 cm

Garanti: 3 år

Klassificering: AB Tryckfördelande. ISO-kod 18 09 42

Brand: Uppfyller ISO 7176-16

Tillbehör: Utjämningsplatta

REKOMMENDERADE MAX BRUKARVIKTER I KG SAMT TILLGÄNGLIGA STORLEKAR

Djup cm	Bredd cm				
	35	40	42	45	50
35	70				
40	70	115	130	130	150
45		115	130	130	150
50				130	150

Andra storlekar går att beställa. Kontakta Kundtjänst.



Godkänd av
Hjälpmedels-
institutet som
bra hjälpmedel.