

Tremix

Trycksårsförebyggande sitt- & rullstolsdyna med hög sittkomfort



EGENSKAPER

- Anatomiskt uppbyggd
- Formar sig efter brukaren
- Trycksårsförebyggande
- Enkel att rengöra
- Lateralstöd
- Urtag för svanskota
- Bendelare
- Vätsketätt ytskikt
- Förstärkt bottenplatta

①
②
③
④
⑤

Tremix är anatomiskt uppbyggd och används som trycksårsförebyggande. Dynans uppbyggnad och anatomiskt anpassade form med urtag för svanskota, bendelare och lateralstöd gör att den formar sig efter användaren. Den fördelar trycket mot lårens undersida, ger en bra sittposition, god avlastning för sittbensknölar och svanskota samt minskad risk för skjuvkrafter.

Med urtag för ryggrör och rundad bakkant ger den även en bra passform i rullstolen. Sittkomforten hos Tremix är hög och passar personer som sitter både längre och kortare tid. För extra god

sittfunktion är den utrustad med förstärkt bottenplatta.

Tremix har ett vätsketätt ytskikt som inte släpper igenom vätskor samt är lätt att rengöra. Med dynan följer ett slitstarkt överdrag av grå polyesterplysch med hög friktion.

Samtliga Helabs dynor och överdrag innehåller inte några bromerade flamskyddsmedel eller latex.

FAKTA

Material i dyna: Polyuretanscum, viskoelastiskt skum, vulkaniserat gummi

Material i överdrag: Polyester/polyuretan

Höjd: 7 cm

Garanti: 3 år

Klassificering: AC Tryckfördelande. ISO-kod 18 09 42

Brand: Uppfyller ISO 7176-16

REKOMMENDERADE MAX BRUKARVIKTER I KG SAMT TILLGÅNGLIGA STORLEKAR

Djup cm	Bredd cm								
	35	37	40	42	45	47	50	52	55
35	70								
40	70	105	115	130	130	130	150	150	150
45		105	115	130	130	150	150	150	150
50			115	130	130	150	150	150	150

Andra storlekar går att beställa. Kontakta Kundtjänst.



Godkänd av
Hjälpmedels-
institutet som
bra hjälpmedel.