

MJUKSITS



Oval Art nummer: 526126-00

Toalettsits mjuk oval är avsedd att användas på toalettstol eller fristående toalettstolsförhöjare för ökad sittkomfort. Toalettmjuksitsen är vattentät och kan regöras med de flesta på marknaden förekommande rengöringsmedel. (om de är starka kan de bleka materialet så att vita fläckar uppstår)

Toalettsits mjuk oval placeras ovanpå sittringen / toalettförhöjaren fast eller fristående med toalettstolslocket uppfällt. OBS: Toalettstolslocket kan ej fällas ned då mjuksitsen är placerad på toalettstolen.

Materialspecifikation räknad på mjuksitsens totala vikt:

100 % Polyeten

Emballage: PELD 04



Fyrkantig Art nummer 526130-00

Mjuksits fyrkantig är avsedd att användas på mobila hygienstolar för att ge brukaren ett mjukt och bekvämt sittande. Sitsen är tillverkad av polyeten med slutna celler som gör att sitsen är vattentät.

Vid användning skall sitsen placeras ovanpå hygienstolens platsits och om bäcken används bör man kontrollera att bäckenet inte fastnar i mjuksitsen. Mjuksitsen kan regöras med samtliga förekommande rengöringsmedel (om de är starka kan de bleka materialet så att vita fläckar uppstår)

Materialspecifikation räknad på mjuksitsens totala vikt:

100 % Polyeten

Emballage: PELD 04

Klassifisering: 09 12 09 Toalettsitsar

Destruktion: Sorteras som brännbart material.

Dokument ID: 990001-01